



VITAE 40 transportni ventilator

NAPREDNA VENTILACIJA V VAŠI DLANI

Transportni ventilator VITAE®40 združuje najnaprednejšo tehnologijo in se ponaša z zavidljivih 1,4 kg in priročno, ergonomsko obliko. To omogoča enostavno upravljanje in olajša delo reševalnih ekip na terenu.

Njegova kompaktna velikost dovoljuje priročno namestitvev, saj zaradi svoje velikosti ne zahteva kompromisov. Ker je aparat lahek in nosilec majhen, ga lahko namreč namestite skorajda kjerkoli v reševalnem vozilu.




ERGONOMIČEN

Popolna kontrola v eni dlani



KOMPAKTEN

227 x 125 x 65 mm



LAHEK

1,4 kg (vključujoč baterije)

VITAE®40 vključuje vse napredne načine ventilacije (do zdaj na voljo samo v nekaterih ventilatorjih za intenzivno nego), združuje možnosti kapnografije (vključno z vmesnikom za volumetrično kapnografijo) in brezžične komunikacije (bluetooth in wifi) za selektivni prenos ventilacijskih zapisov za trenutno ali oddaljeno analizo iz bolnišnice.




POKLIČITE ZA PREDSTAVITEV: 041 795 950



VITAE 40 transportni ventilator

VIDEO PREDSTAVITEV



POKLIČITE ZA PREDSTAVITEV: 041 795 950